

# ONLINE **M+MEDICAL**

ZDRAVOTNICKÉ ODĚVY



# Zdravotnické oděvy

Poskytování produktů zajišťujících vysoké standardy pracovních podmínek a pohodlné použití je pro nás zcela zásadní.

Na cestě za tímto cílem jsme vytvořili řadu vysoce kvalitních produktů vyrobených z různých typů netkaných materiálů:

- netkaný polypropylen
- netkaný SMS
- netkaný Spunlace
- netkaná viskóza
- netkaná textilie Spunlace Mesh

Díky kombinaci několika faktorů jako např. optimální design, perfektní přizpůsobení, prodyšnost a struktura jsou produkty BETAtex pohodlné a spolehlivé. Široké spektrum řešení určitě pokryje individuální preference našich klientů a zajistí pohodlí a důstojnost zdravotníků i pacientů.



## ZDRAVOTNICKÉ PLÁŠTĚ

## ZDRAVOTNICKÝ PLÁŠŤ

s elastickými manžetami, netkaný, nesterilní

### vlastnosti:

- vyrobeno z netkaného polypropylenu 20 g/m<sup>2</sup>, 25 g/m<sup>2</sup> nebo 40 g/m<sup>2</sup>
- šňůrky u pasu a krku
- dlouhé rukávy s elastickými manžetami
- prodyšný
- dostupné velikosti: L, XL
- jednorázový

REF	gramáž	velikost	barva	balení jednotka
BT-019-20B3-L	20 g/m <sup>2</sup>	L	modrá	10 ks
BT-019-20G3-L	20 g/m <sup>2</sup>	L	zelená	10 ks
BT-019-20G4-XL	20 g/m <sup>2</sup>	XL	zelená	10 ks
BT-019-20W3-L	20 g/m <sup>2</sup>	L	bílá	10 ks
BT-019-25G3-L	25 g/m <sup>2</sup>	L	zelená	10 ks
BT-019-25B3-L	25 g/m <sup>2</sup>	L	modrá	10 ks
BT-019-40G3-L	40 g/m <sup>2</sup>	L	zelená	10 ks
BT-019-40B3-L	40 g/m <sup>2</sup>	L	modrá	10 ks

  
hromadné balení:  
10 x 10 ks

  
dostupné barvy:  


  
**BESTSELLER**

rukávy s elastickými manžetami



## ZDRAVOTNICKÝ PLÁŠŤ

s pletenými manžetami, netkaný, nesterilní

### vlastnosti:

- vyrobeno z netkaného polypropylenu 20 g/m<sup>2</sup>, 25 g/m<sup>2</sup>, 30 g/m<sup>2</sup> nebo 40 g/m<sup>2</sup>
- šňůrky u pasu a krku
- dlouhé rukávy s pletenými manžetami
- prodyšný
- dostupné velikosti: L, XL, XXL
- jednorázový

REF	gramáž	velikost	barva	balení jednotka
BT-015-20G3-L	20 g/m <sup>2</sup>	L	zelená	10 ks
BT-015-20G4-XL	20 g/m <sup>2</sup>	XL	zelená	10 ks
BT-015-25G3-L	25 g/m <sup>2</sup>	L	zelená	10 ks
BT-015-25B3-L	25 g/m <sup>2</sup>	L	modrá	10 ks
BT-015-25G4-XL	25 g/m <sup>2</sup>	XL	zelená	10 ks
BT-015-30G3-L	30 g/m <sup>2</sup>	L	zelená	10 ks
BT-015-30G4-XL	30 g/m <sup>2</sup>	XL	zelená	10 ks
BT-015-30G5-XXL	30 g/m <sup>2</sup>	XXL	zelená	10 ks
BT-015-40G3-L	40 g/m <sup>2</sup>	L	zelená	10 ks
BT-015-40B3-L	40 g/m <sup>2</sup>	L	modrá	10 ks
BT-015-40G4-XL	40 g/m <sup>2</sup>	XL	zelená	10 ks

  
hromadné balení:  
10 x 10 ks

  
dostupné barvy:  


rukávy s pletenými manžetami





## OPERAČNÍ ODĚVY

## OPERAČNÍ KOŠILE, KRÁTKÝ RUKÁV

netkaná, nesterilní

### vlastnosti:

- vyrobeno z jemného netkaného polypropylenu 47 g/m<sup>2</sup>
- **krátké rukávy s pletenými manžetami**
- **2 druky u ramen**
- 3 velké kapsy
- kulatý výstřih s bílou lemovkou v přední části
- barevná lemovka v zadní části pro jednoduché rozeznávání velikosti
- jednorázová

REF	velikost	lemovka	balení jednotka
BT-018-S47B1-S-SOFT1	S		1 ks
BT-018-S47B2-M-SOFT1	M		1 ks
BT-018-S47B3-L-SOFT1	L		1 ks
BT-018-S47B4-XL-SOFT1	XL		1 ks
BT-018-S47B5-XXL-SOFT1	XXL		1 ks

barevné lemovky



 hromadné balení:  
50 x 1 ks

 dostupné barvy:



## OPERAČNÍ KOŠILE, KRÁTKÝ RUKÁV

netkaná, nesterilní

### vlastnosti:

- vyrobeno z jemného netkaného polypropylenu 47 g/m<sup>2</sup>
- **krátké rukávy**
- 3 velké kapsy
- **druk u krku**
- jednorázová

REF	velikost	balení jednotka
BT-018-S47B0-XS-SOFT2	XS	1 ks
BT-018-S47B1-S-SOFT2	S	1 ks
BT-018-S47B2-M-SOFT2	M	1 ks
BT-018-S47B3-L-SOFT2	L	1 ks
BT-018-S47B4-XL-SOFT2	XL	1 ks
BT-018-S47B5-XXL-SOFT2	XXL	1 ks
BT-018-S47B6-XXXL-SOFT2	XXXL	1 ks
BT-018-S47B7-XXXXL-SOFT2	XXXXL	1 ks

druk u krku



 hromadné balení:  
50 x 1 ks

 dostupné barvy:



# OPERAČNÍ KOŠILE, DLOUHÝ RUKÁV

netkaná, nesterilní

## vlastnosti:

- vyrobeno z jemného netkaného polypropylenu 47 g/m<sup>2</sup>
- dlouhé rukávy s pletenými manžetami
- 2 velké kapsy
- **druky na přední straně**
- jednorázová

REF	velikost	balení jednotka
BT-018-O47B1-S-SOFT3	S	1 ks
BT-018-O47B2-M-SOFT3	M	1 ks
BT-018-O47B3-L-SOFT3	L	1 ks
BT-018-O47B4-XL-SOFT3	XL	1 ks
BT-018-O47B5-XXL-SOFT3	XXL	1 ks



hromadné balení:  
50 x 1 ks



dostupné barvy:



# OPERAČNÍ KALHOTY, SE ŠŤŮRKAMI

netkané, nesterilní

## vlastnosti:

- vyrobeno z jemného netkaného polypropylenu 47 g/m<sup>2</sup>
- kalhoty s vodícími šňůrkami
- 1 velká kapsa s drukem
- jednorázové

REF	velikost	balení jednotka
BT-018-T47B0-XS-SOFT1	XS	1 ks
BT-018-T47B1-S-SOFT1	S	1 ks
BT-018-T47B2-M-SOFT1	M	1 ks
BT-018-T47B3-L-SOFT1	L	1 ks
BT-018-T47B4-XL-SOFT1	XL	1 ks
BT-018-T47B5-XXL-SOFT1	XXL	1 ks
BT-018-T47B6-XXXL-SOFT1	XXXL	1 ks
BT-018-T47B7-XXXXL-SOFT1	XXXXL	1 ks



hromadné balení:  
50 x 1 ks



dostupné barvy:



# OPERAČNÍ ODĚV

košile s krátkým rukávem + kalhoty, netkané, nesterilní

## vlastnosti:

- vyrobeno z netkaného SMS 35 g/m<sup>2</sup>
- košile s krátkým rukávem, s výstřihem ve tvaru V a 3 kapsami
- kalhoty s vodícími šňůrkami
- modrá košile a kalhoty dostupné také v individuálním balení
- jednorázové



111

## SOUPRAVA (KOŠILE + KALHOTY)

REF	velikost	barva	balení jednotka
BT-017-S35B1-S-SMS	S	modrá	1 souprava
BT-017-S35B2-M-SMS	M	modrá	1 souprava
BT-017-S35B3-L-SMS	L	modrá	1 souprava
BT-017-S35B4-XL-SMS	XL	modrá	1 souprava
BT-017-S35B5-XXL-SMS	XXL	modrá	1 souprava
BT-017-S35B6-XXXL-SMS	XXXL	modrá	1 souprava
BT-017-S35G1-S-SMS	S	zelená	1 souprava
BT-017-S35G2-M-SMS	M	zelená	1 souprava
BT-017-S35G3-L-SMS	L	zelená	1 souprava
BT-017-S35G4-XL-SMS	XL	zelená	1 souprava
BT-017-S35G5-XXL-SMS	XXL	zelená	1 souprava
BT-017-S35V1-S-SMS	S	purpurová	1 souprava
BT-017-S35V2-M-SMS	M	purpurová	1 souprava
BT-017-S35V3-L-SMS	L	purpurová	1 souprava
BT-017-S35V4-XL-SMS	XL	purpurová	1 souprava
BT-017-S35V5-XXL-SMS	XXL	purpurová	1 souprava



hromadné balení:  
50 x 1 souprava



dostupné barvy:



## KOŠILE

REF	velikost	barva	balení jednotka
BT-018-S35B1-S-SMS	S	modrá	1 ks
BT-018-S35B2-M-SMS	M	modrá	1 ks
BT-018-S35B3-L-SMS	L	modrá	1 ks
BT-018-S35B4-XL-SMS	XL	modrá	1 ks
BT-018-S35B5-XXL-SMS	XXL	modrá	1 ks



hromadné balení:  
50 x 1 ks



dostupné barvy:



## KALHOTY

REF	velikost	barva	balení jednotka
BT-018-T35B1-S-SMS	S	modrá	1 ks
BT-018-T35B2-M-SMS	M	modrá	1 ks
BT-018-T35B3-L-SMS	L	modrá	1 ks
BT-018-T35B4-XL-SMS	XL	modrá	1 ks
BT-018-T35B5-XXL-SMS	XXL	modrá	1 ks



hromadné balení:  
50 x 1 ks



dostupné barvy:







## ČEPICE A OCHRANNÉ ROUŠKY

## zdravotnická volná čepice, netkaná

### vlastnosti:

- čepice s elastickým gumovým páskem
- průměr: přibl. 53 cm
- vyrobeno ze vzdušného netkaného polypropylenu
- excelentní prodyšnost a pohodlí při nošení
- balení: ergonomická kartonová krabice umožňující vytáhnout jednotlivé kusy
- jednorázová, nesterilní

REF	barva	balení jednotka
BT-008-18G	zelená	100 ks
BT-008-18B	modrá	100 ks

  
hromadné balení:  
10 x 100 ks

  
dostupné barvy:  
 



113

## DONA zdravotnická volná čepice

### vlastnosti

- čepice s elastickým gumovým páskem
- průměr: přibl. 47 cm
- vyrobeno z perforované netkané viskózy
- excelentní prodyšnost a pohodlí při nošení
- balení: ergonomická kartonová krabice umožňující vytáhnout jednotlivé kusy
- jednorázová, nesterilní

REF	barva	balení jednotka
BT-008-25G-B1-V	zelená	100 ks
BT-008-25B-B1-V	modrá	100 ks
BT-008-25G-B1-V-XL	zelená	100 ks

  
hromadné balení:  
4 x 100 ks

  
dostupné barvy:  
 



## LILI zdravotnická čepice s gumičkou

### vlastnosti:

- čepice s elastickým gumovým páskem v zadní části
- vyrobeno z perforované netkané viskózy
- excelentní prodyšnost a pohodlí při nošení
- balení: ergonomická kartonová krabice umožňující vytáhnout jednotlivé kusy
- jednorázová, nesterilní

REF	barva	balení jednotka
BT-001-25G-R1-V	zelená	100 ks
BT-001-25B-R1-V	modrá	100 ks
BT-001-25P-R1-V	růžová	100 ks
BT-001-25Y-R1-V	žlutá	100 ks

  
hromadné balení:  
6 x 100 ks

  
dostupné barvy:  
   



## POLA

### zdravotnická čepice s gumičkou

#### vlastnosti:

- čepice s elastickým gumovým páskem v zadní části
- vyrobeno z odolného materiálu Spunlace a netkaného polypropylenu
- použitý netkaný materiál se vyznačuje dobrými absorpčními vlastnostmi a odolností a také je příjemný na dotek, co zvyšuje pohodlí při použití
- excelentní prodyšnost a pohodlí při nošení
- balení: ergonomická kartonová krabice umožňující vytáhnout jednotlivé kusy
- jednorázová, nesterilní

REF	balení jednotka
BT-001-45B-SPN	100 ks

 hromadné balení:  
6 x 100 ks

 dostupné barvy:  




## SOL

### zdravotnická čepice se šňůrkami

#### vlastnosti:

- čepice se šňůrkami v zadní části
- vyrobeno z perforované netkané viskózy
- excelentní prodyšnost a pohodlí při nošení
- balení: ergonomická kartonová krabice umožňující vytáhnout jednotlivé kusy
- jednorázová, nesterilní

REF	barva	balení jednotka
BT-007-25G-T1-V	zelená	100 ks
BT-007-25B-T1-V	modrá	100 ks

 hromadné balení:  
6 x 100 ks

 dostupné barvy:  




## ABI

### zdravotnická čepice se šňůrkami

#### vlastnosti:

- hluboká čepice se šňůrkami v zadní části
- po složení vzniká v přední části další vrstva chránící proti potu
- vyrobeno z perforované netkané viskózy
- excelentní prodyšnost a pohodlí při nošení
- balení: ergonomická kartonová krabice umožňující vytáhnout jednotlivé kusy
- jednorázová, nesterilní

REF	barva	balení jednotka
BT-007-25G-T2-V	zelená	100 ks
BT-007-25B-T2-V	modrá	100 ks
BT-007-25P-T2-V	růžová	100 ks
BT-007-25Y-T2-V	žlutá	100 ks

 hromadné balení:  
6 x 100 ks

 dostupné barvy:  




## NINO zdravotnická čepice

### vlastnosti:

- čepice bez gumičky či šňůrek, určena pro osoby s krátkými vlasy
- dvě vrstvy netkané textilie na boční straně
- vyrobeno z perforované netkané viskózy
- excelentní prodyšnost a pohodlí při nošení
- balení: ergonomická kartonová krabice umožňující vytáhnout jednotlivé kusy
- jednorázová, nesterilní

REF	barva	balení jednotka
BT-001-25G-D-V	zelená	100 ks
BT-001-25B-D-V	modrá	100 ks

 hromadné balení:  
6 x 100 ks

 dostupné barvy:  
 



115

## KOKO long zdravotnická čepice se sítkou

### vlastnosti:

- čepice se sítkou a elastickým gumovým páskem v zadní části
- optimální ochrana pro osoby s dlouhými vlasy
- vyrobeno z perforované netkané viskózy
- excelentní prodyšnost a pohodlí při nošení
- balení: ergonomická kartonová krabice umožňující vytáhnout jednotlivé kusy
- jednorázová, nesterilní

REF	barva	balení jednotka
BT-001-25G-S1-V	zelená	100 ks
BT-001-25B-S1-V	modrá	100 ks

 hromadné balení:  
6 x 100 ks

 pro dlouhé vlasy

 dostupné barvy:  
 



## DORA long zdravotnická čepice se sítkou

### vlastnosti:

- čepice s vložkou proti pocení v oblasti čela
- speciální design umožňuje upravit tvar čepice dle čela a perfektně udržet vlasy
- optimální ochrana pro osoby s dlouhými vlasy
- vyrobeno z materiálu Spunlace a netkaného polypropylenu
- excelentní prodyšnost a pohodlí při nošení
- balení: ergonomická kartonová krabice umožňující vytáhnout jednotlivé kusy
- jednorázová, nesterilní

REF	balení jednotka
BT-001-45B-S-SPN	50 ks

 hromadné balení:  
6 x 50 ks

 vložka proti pocení

 pro dlouhé vlasy

 dostupné barvy:  




## BEN

### zdravotnická čepice se šňůrkami

#### vlastnosti:

- lodičková čepice se šňůrkami v zadní části
- vyrobena z perforovaného netkaného materiálu Spunlace Mesh
- excelentní prodyšnost a pohodlné použití
- jednorázová, nesterilní

REF	balení jednotka
BT-007-35B-SPNM	100 ks

  
hromadné balení:  
10 x 100 ks

  
dostupné barvy:  




## TOM

### zdravotnická čepice se šňůrkami

#### vlastnosti:

- čepice se šňůrkami v zadní části
- vložka proti pocení po celém obvodu
- vyrobeno z netkaného polypropylenu 20 g/m<sup>2</sup>
- balení: ergonomická kartonová krabice umožňující vytáhnout jednotlivé kusy
- jednorázová, nesterilní

REF	balení jednotka
BT-007-P20G	100 ks

  
hromadné balení:  
10 x 100 ks

  
vložka proti  
pocení

  
dostupné barvy:  




## ROS

### zdravotnická čepice se šňůrkami

#### vlastnosti:

- čepice se šňůrkami v zadní části
- vložka proti pocení v oblasti čela
- vyrobeno z materiálu Spunlace a netkaného polypropylenu
- balení: ergonomická kartonová krabice umožňující vytáhnout jednotlivé kusy
- bez latexu
- jednorázová, nesterilní

REF	balení jednotka
BT-007-P45B	50 ks

  
hromadné balení:  
6 x 50 ks

  
vložka proti  
pocení

  
dostupné barvy:  




## ZDRAVOTNICKÁ ROUŠKA se smyčkami na uši, nesterilní

### vlastnosti:

- vyrobena ze tří vrstev bezprašného a hypoalergenního netkaného materiálu
- tvarovatelná nosní výztuž
- se smyčkami na uši
- chrání operační pole proti exfoliované epidermis, vlasům a kapénkové infekci
- zajišťuje efektivní ochranu u pacientů proti infekcím přenášeným z úst a nosu personálu
- balení: ergonomická kartonová krabice umožňující vytáhnout jednotlivé kusy
- jednorázová

REF	barva	balení jednotka
BT-046-31G	zelená	50 ks
BT-046-31B	modrá	50 ks
BT-046-31P	růžová	50 ks
BT-046-31W	bílá	50 ks

  
hromadné balení:  
20 x 50 ks

  
tři vrstvy

  
typ II  
dle EN 14683

  
dostupné barvy:



  
BESTSELLER



117

## ZDRAVOTNICKÁ ROUŠKA se šňůrkami, nesterilní

### vlastnosti:

- vyrobena ze tří vrstev bezprašného a hypoalergenního netkaného materiálu
- tvarovatelná nosní výztuž
- chrání operační pole proti exfoliované epidermis, vlasům a kapénkové infekci
- zajišťuje efektivní ochranu u pacientů proti infekcím přenášeným z úst a nosu personálu
- balení: ergonomická kartonová krabice umožňující vytáhnout jednotlivé kusy
- jednorázová

REF	barva	balení jednotka
BT-046-32G	zelená	50 ks
BT-046-32B	modrá	50 ks
BT-046-32P	růžová	50 ks
BT-046-32W	bílá	50 ks

  
hromadné balení:  
20 x 50 ks

  
tři vrstvy

  
typ II  
dle EN 14683

  
dostupné barvy:







## ODĚVY PRO PACIENTY

## PLÁŠŤ PRO PACIENTA

### zavazovací, netkaný, nesterilní

#### vlastnosti:

- vyrobeno z netkaného materiálu SMS
- krátké rukávy
- bílé šňůrky u pasu a krku
- jednoduché nasazení a snímání u pacientů upoutaných na lůžku
- univerzální velikost
- jednorázový

REF	materiál	gramáž	balení jednotka
BT-0022-33B-SMS	SMS netkaný	33 g/m <sup>2</sup>	10 ks



dostupné barvy:



## PLÁŠŤ PRO PACIENTA

### výstřih ve tvaru Y, netkaný, nesterilní

#### vlastnosti:

- vyrobeno z polypropylenu nebo netkaného materiálu SMS
- krátké rukávy a výstřih ve tvaru Y
- nasazovaný přes hlavu
- jednorázový

REF	materiál	velikost	gramáž	barva	balení jednotka
BT-0022-40DB-PP	PP netkaný	univerzální	40 g/m <sup>2</sup>	tmavě modrá	10 ks
BT-0022-35B-SMS-002-S	SMS netkaný	S	35 g/m <sup>2</sup>	modrá	10 ks
BT-0022-35B-SMS-002-M	SMS netkaný	M	35 g/m <sup>2</sup>	modrá	10 ks
BT-0022-35B-SMS-002-L	SMS netkaný	L	35 g/m <sup>2</sup>	modrá	10 ks
BT-0022-35B-SMS-002-XL	SMS netkaný	XL	35 g/m <sup>2</sup>	modrá	10 ks
BT-0022-35B-SMS-002-XXL	SMS netkaný	XXL	35 g/m <sup>2</sup>	modrá	10 ks
BT-0022-35B-SMS-002-XXXL	SMS netkaný	XXXL	35 g/m <sup>2</sup>	modrá	10 ks
BT-0022-35B-SMS-002-XXXXL	SMS netkaný	XXXXL	35 g/m <sup>2</sup>	modrá	10 ks



dostupné barvy:



## PLÁŠŤ PRO PACIENTA

### výstřih ve tvaru V, netkaný, nesterilní

#### vlastnosti:

- vyrobeno z netkaného materiálu Spunlace nebo SMS
- použitý netkaný materiál se vyznačuje dobrými absorpčními vlastnostmi a odolností a také je příjemný na dotek, což zvyšuje pohodlí při nošení
- krátké rukávy a výstřih ve tvaru V
- nasazovaný přes hlavu
- jednorázový

REF	materiál	velikost	gramáž	barva	balení jednotka
BT-0022-45W-SPN	Spunlace netkaný	univerzální	45 g/m <sup>2</sup>	bílá	10 ks
BT-0022-45B-SPN	Spunlace netkaný	univerzální	45 g/m <sup>2</sup>	modrá	10 ks
BT-0022-35B-SMS-001-S	SMS netkaný	S	35 g/m <sup>2</sup>	modrá	10 ks
BT-0022-35B-SMS-001-M	SMS netkaný	M	35 g/m <sup>2</sup>	modrá	10 ks
BT-0022-35B-SMS-001-L	SMS netkaný	L	35 g/m <sup>2</sup>	modrá	10 ks
BT-0022-35B-SMS-001-XL	SMS netkaný	XL	35 g/m <sup>2</sup>	modrá	10 ks
BT-0022-35B-SMS-001-XXL	SMS netkaný	XXL	35 g/m <sup>2</sup>	modrá	10 ks
BT-0022-35B-SMS-001-XXXL	SMS netkaný	XXXL	35 g/m <sup>2</sup>	modrá	10 ks
BT-0022-35B-SMS-001-XXXXL	SMS netkaný	XXXXL	35 g/m <sup>2</sup>	modrá	10 ks



dostupné barvy:



 příjemný na kůži





# PLÁŠŤ PRO PACIENTKU

## pro porod, netkaný, nesterilní

### vlastnosti:

- vyrobeno z netkaného materiálu SMS
- krátké rukávy, šňůrky u pasu a krku (na požádání dostupné jiné modely)
- dostupné v 5 velikostech: S, M, L, XL, XXL
- jednorázový

REF	velikost	balení jednotka
BT-0022-35B-SMS-DM-001-S	S	10 ks
BT-0022-35B-SMS-DM-001-M	M	10 ks
BT-0022-35B-SMS-DM-001-L	L	10 ks
BT-0022-35B-SMS-DM-001-XL	XL	10 ks
BT-0022-35B-SMS-DM-001-XXL	XXL	10 ks



dostupné barvy:



# KOLONOSKOPICKÉ TRENÝRKY

## netkaný SMS, nesterilní

### vlastnosti:

- vyrobeno z netkaného SMS 35 g/m<sup>2</sup>
- trenýrky s otvorem v zadní části
- zcela neprůhledné
- jednorázové

REF	materiál	gramáž	balení jednotka
BT-0023-35B-SMS	SMS netkaný	35 g/m <sup>2</sup>	10 ks
BT-0023-35B-SMS-XL	SMS netkaný	35 g/m <sup>2</sup>	10 ks



hromadné balení:  
10 x 10 ks



dostupné barvy:



# KOLONOSKOPICKÉ TRENÝRKY

## netkaný PP, nesterilní

### vlastnosti:

- vyrobeno z netkaného polypropylenu 40 g/m<sup>2</sup>
- trenýrky s otvorem v zadní části
- univerzální velikost
- jednorázové

REF	materiál	gramáž	balení jednotka
BT-0023-40DB	PP netkaný	40 g/m <sup>2</sup>	10 ks



hromadné balení:  
10 x 10 ks



dostupné barvy:



# GYNEKOLOGICKÁ SUKNĚ

## netkaná, nesterilní

### vlastnosti:

- vyrobeno z netkaného polypropylenu 40 g/m<sup>2</sup>
- univerzální velikost
- rozměry: 160 cm (v pase po natažení)
- jednorázová

REF	gramáž	balení jednotka
BT-0025-40DB	40 g/m <sup>2</sup>	10 ks

  
hromadné balení:  
10 x 10 ks

  
dostupné barvy:  




# VYŠETŘOVACÍ KALHOTKY

## jednorázové, nesterilní

### vlastnosti:

- vyrobeno z netkaného polypropylenu 40 g/m<sup>2</sup>
- chrání soukromí pacienta při zdravotnických výkonech
- univerzální velikost
- jednorázové

REF	materiál	gramáž	balení jednotka
BT-0024-40DB	PP netkaný	40 g/m <sup>2</sup>	10 ks

  
hromadné balení:  
20 x 10 ks

  
dostupné barvy:  




# VYŠETŘOVACÍ KALHOTKY

## jednorázové, nesterilní

### vlastnosti:

- vyrobeno z netkaného materiálu Spunlace 45 g/m<sup>2</sup>
- použitý netkaný materiál se vyznačuje dobrými absorpčními vlastnostmi a odolností a také je příjemný na dotek, což zvyšuje pohodlí při nošení
- chrání soukromí pacienta při zdravotnických výkonech
- univerzální velikost
- jednorázové

REF	materiál	gramáž	balení jednotka
BT-0026-45W-SPN	Spunlace netkaný	45 g/m <sup>2</sup>	25 ks

  
hromadné balení:  
20 x 25 ks

  
dostupné barvy:  






## NÁVLEKY NA OBUV A TREPKY

# NÁVLEKY NA OBUV

nesterilní

## vlastnosti:

- vyrobeno z netkaného polyetylenu nebo polypropylenu 30 g/m<sup>2</sup> nebo 40 g/m<sup>2</sup> (pro návleky na obuv s protiskluznou vrstvou)
- elastická gumička kolem otvoru
- ochrana proti kontaminaci místností, kde jsou požadovány vyšší standardy čistoty
- zvýšená odolnost
- jednorázové

REF	materiál	gramáž	velikost	barva	balení jednotka
BT-010-G	netkané	30 g/m <sup>2</sup>	38 cm × 17 cm	zelená	100 ks
BT-010-B	netkané	30 g/m <sup>2</sup>	38 cm × 17 cm	modrá	100 ks
BT-011-B	netkané s protiskluznou vrstvou	40 g/m <sup>2</sup>	38 cm × 17 cm	modrá	100 ks
BT-002-PEB	polyetylen		41 cm × 15 cm	modrá	100 ks



dostupné barvy:



BESTSELLER



# NÁVLEKY NA OBUV

do výšky lýtka, nesterilní

## vlastnosti:

- vyrobeno z netkaného polypropylenu 30 g/m<sup>2</sup>
- elastická gumička kolem otvoru
- ochrana proti kontaminaci místností, kde jsou požadovány vyšší standardy čistoty
- zvýšená odolnost
- jednorázové

REF	materiál	gramáž	velikost	balení jednotka
BT-013-B	netkaný PP	30 g/m <sup>2</sup>	47 cm × 38,5 cm	100 ks



dostupné barvy:



# JEDNORÁZOVÉ TREPKY

nesterilní

## vlastnosti:

- vyrobeno z netkaného polypropylenu 90 + 30 g/m<sup>2</sup>
- rozměry: přibl. 28 cm × 12 cm
- jednorázové

REF	balení jednotka
BT-003-W	50 párů



hromadné balení:  
10 x 50 párů



dostupné barvy:





## LŮŽKOVINY A ABSORPČNÍ PODLOŽKY

# JEDNORÁZOVÁ ZDRAVOTNICKÁ LOŽNÍ PLACHTA


nesterilní

## vlastnosti:

- vyrobeno z netkaného polypropylenu, laminovaného netkaného polypropylenu nebo netkaného SMS
- rozměry: dle specifikací zákazníka
- jednotlivé balení: fólie, hromadné balení: kartonová krabice



dostupné barvy:



REF	materiál	gramáž	rozměry*	barva
BT-030-PP-17-„X” x „Y” - G ( X - šířka , Y - délka)	netkaný PP	17 g/m <sup>2</sup>	X cm × Y cm X - šířka (cm) Y - délka (cm)	zelená
BT-030-PP-25-„X” x „Y” - G ( X - šířka , Y - délka)	netkaný PP	25 g/m <sup>2</sup>		zelená
BT-030-PP-35-„X” x „Y” - G ( X - šířka , Y - délka)	netkaný PP	35 g/m <sup>2</sup>		zelená
BT-030-PF-25-„X” x „Y” - G ( X - šířka , Y - délka)	laminovaný netkaný PP	25 g/m <sup>2</sup>		zelená
BT-030-PF-45-„X” x „Y” - G ( X - šířka , Y - délka)	laminovaný netkaný PP	45 g/m <sup>2</sup>		zelená
BT-030-SMS-35-„X” x „Y” - B ( X - šířka , Y - délka)	netkaný SMS	35 g/m <sup>2</sup>		modrá

- dle specifikací zákazníka

# JEDNORÁZOVÝ ZDRAVOTNICKÝ POVLAK NA POLŠTÁŘ

nesterilní

## vlastnosti:

- vyrobeno z netkaného polypropylenu 25 g/m<sup>2</sup>
- rozměry: 60 cm × 80 cm

REF	gramáž	balení jednotka
BT-PP-25G1	25 g/m <sup>2</sup>	50 ks



hromadné balení:  
10 x 50 ks



dostupné barvy:



# JEDNORÁZOVÝ ZDRAVOTNICKÝ POVLAK NA PŘIKRÝVKU

nesterilní

## vlastnosti:

- vyrobeno z netkaného polypropylenu 25 g/m<sup>2</sup>
- rozměry: 160 cm × 210 cm

REF	gramáž	balení jednotka
BT-PZ-25G1	25 g/m <sup>2</sup>	10 ks



hromadné balení:  
10 x 10 ks



dostupné barvy:



# JEDNORÁZOVÁ SOUPRAVA ZDRAVOTNICKÝCH LŮŽKOVIN

nesterilní

## vlastnosti:

- vyrobeno z netkaného polypropylenu
- komponenty:
  - ložní plachta: 150 cm × 210 cm
  - povlak na příkrývku: 160 cm × 210 cm
  - povlak na polštář: 70 cm × 80 cm

REF	gramáž	barva	balení jednotka
BT-ZES-25G3	25 g/m <sup>2</sup>	zelená	1 souprava
BT-ZES-40G3	40 g/m <sup>2</sup>	zelená	1 souprava
BT-ZES-40W3	40 g/m <sup>2</sup>	bílá	1 souprava



hromadné balení:  
25 x 1 souprava



dostupné barvy:



# JEDNORÁZOVÁ ABSORPČNÍ PODLOŽKA

nesterilní

## vlastnosti:

- sestává z pěti vrstev:
  - laminát + buničinná výplň + celulózová buničina + buničinná výplň + netkaný PP
- absorpční vložka vyrobená z celulózové buničiny
- nepropustná fóliová spodní vrstva

REF	rozměry	balení jednotka
BT-PC4060	40 cm × 60 cm	25 ks
BT-PC6060	60 cm × 60 cm	25 ks
BT-PC6090	60 cm × 90 cm	25 ks



hromadné balení:  
4 x 25 ks



# JEDNORÁZOVÁ ABSORPČNÍ PODLOŽKA

pro operační stůl, nesterilní

## vlastnosti:

- prošívaná absorpční vrstva doplněná o SAP (superabsorbent)
- vyrobená z vrstev: netkaný polypropylen, buničinná výplň, celulózová buničina se superabsorbentem SAP, buničinná výplň, PE fólie
- barva: absorpční vrstva – bílá, laminát – modrá
- rozměry: 100 cm × 225 cm (absorpční vrstva 50 cm × 208 cm)

REF	rozměry	balení jednotka
BT-PC100225	100 cm × 225 cm	10 ks



hromadné balení:  
2 x 10 ks




## TYPY MATERIÁLŮ




### Netkaný polypropylen

vyznačuje se nízkou hmotností, měkkostí, prodyšností a vysokou pevností v tahu




### Perforovaná netkaná viskóza

charakterizovaná excelentní prodyšností a komfortem při používání



### Kombinace materiálu Spunlace a netkaného polypropylenu

díky této kombinaci je produkt současně odolný a příjemný na dotek, což zvyšuje pohodlí uživatele



### SMS

je měkký a elastický vícevrstvý typ materiálu, který zajišťuje vysokou úroveň ochrany i volnost pohybu a pohodlí



### Netkaný materiál podobný bavlně

měkký a příjemný na dotek, významně zvyšuje pohodlí při používání



ONLINE  
**M+EDICAL**



**Iveta Kaplanová**

Business development manager

[kaplanova@onlinemedical.cz](mailto:kaplanova@onlinemedical.cz)

+420 730 190 648



**Petr Beneš**

CEO

[benes@onlinemedical.cz](mailto:benes@onlinemedical.cz)

ONLINE  
**M+EDICAL**

OnlineMedical s.r.o.

Praha 4, Nusle, Na Pankráci 1062/58 • Tel.: +420 253 253 753

[www.onlinemedical.cz](http://www.onlinemedical.cz)